

Ressuscitador silicone Advantive

Projetado para ventilação manual, atendendo desde recém-nascidos até adultos. Desmontável para realização de processo de limpeza e esterilização. Todas as peças em silicone autoclaváveis.

Kit composto por: Máscara de coloração transparente para melhor visualização (observação da cianose), balão autoinflável com alça, reservatório de oxigênio, extensor (chicote) e estojo.

Disponível nos modelos
Adulto, infantil e neonatal



Prático estojo com alça para transporte.



Reg. ANVISA: 10296900120

Advantive

JOÃO MED

A Joãomed dedica seus mais de 34 anos de experiência a oferecer produtos médicos de alta qualidade e referência no mercado, sempre buscando o melhor custo benefício para os seus clientes. Atuando em um mercado onde confiança e segurança são características essenciais, a Joãomed preza por manter em seu escopo produtos que atendam as mais rígidas normas e padrões de qualidade nacionais e internacionais. As diretrizes que a Joãomed pauta seus negócios estão descritas em nossos principais valores e costumes:

Missão:

O compromisso de distribuir material médico-hospitalar de alta qualidade e preços competitivos.

Visão:

Ser uma empresa referência no fornecimento de material médico hospitalar com foco no cliente.

Valores:

Melhoria contínua e crescimento
Pensamento estratégico
Flexibilidade e velocidade
Cultura ética no trabalho
Produtividade e valor ao tempo
Qualidade e criatividade
Relacionamento e trabalho em equipe
Fé e confiança

JOÃO MED

Joãomed dedicates more than 34 years of experience to offer its high quality medical products and reference in the market, always seeking the best cost benefit for its clients. Working in a market where trust and security are essential characteristics, Joãomed is committed to keeping in its scope products that meet the strictest national and international standards and quality standards. The guidelines that Joãomed guides its business are described in our main values and practices:

Mission:

The commitment to distribute high quality medical products and competitive prices.

Vision:

Be a reference company in providing hospital-based medical products focusing on client.

Values:

Continuous improvement and growth
Strategic thought
Flexibility and speed
Ethical culture at work
Productivity and value to time
Quality and creativity
Relationship and teamwork
Faith and trust



Fundador: Sr. Gercino Elias Gessele
(IN MEMORIAN)

www.joamed.com.br

Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A.

R. Wilson Lois Koehler Júnior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil
joamed@joamed.com.br | +55 41 2108-4545 | Fax: +55 41 2108-4522



CATÁLOGO DE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES

Respirometro Vitalgold

Respirometro é um aparelho de incentivo indicado para melhorar o condicionamento respiratório no pré ou pós-operatório de cirurgias. Para prevenção e tratamento de atelectasias pulmonares, para prevenção de infecções pulmonares nos idosos, nos acamados ou em outras situações segundo orientação médica ou fisioterápica. O Respirometro de uso individual Vitalgold não é um produto descartável, porém destina-se a uso individual, não devendo ser utilizado por mais de uma pessoa.

Disponível no modelo: Adulto

Reg. ANVISA: 10296900153



Rompedor de membrana amniótica descartável Vitalgold

Haste rígida com 26cm de comprimento. Na sua extremidade possui uma ponta tipo gancho projetada para a ruptura da membrana amniótica. Estéril.

Ampliação da ponta

Reg. ANVISA: 10296900066



Scalp descartável Vitalgold

Dispositivo intravenoso periférico com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático com tampa removível que impede transição da agulha. Asa de plástico flexível e resistente, tubo leve, flexível e transparente, atóxico, conector luer lock, com tampa. Estéril.



Disponível nos tamanhos: 19G, 21G, 23G, 25G, 27G

Reg. ANVISA: 10296900108 | Reg. ANVISA: 10296900161

Scalp descartável com dispositivo de segurança Vitalgold

Dispositivo intravenoso periférico com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, atraumático com tampa removível que impede a transição da agulha. Asa de plástico flexível e resistente, tubo leve flexível e transparente, atóxico, conector luer lock com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC com abertura asséptica. A agulha é recoberta pelo dispositivo de segurança, reduzindo os riscos na manipulação. Atende aos requisitos da NR32. Estéril.

Disponível nos tamanhos: 19G, 21G, 23G, 25G, 27G

Reg. ANVISA: 10296900048 | Reg. ANVISA: 10296900160



Scalp descartável de segurança de coleta a vácuo Vitalgold

Dispositivo intravenoso periférico com agulha em aço inoxidável, trava de segurança que reduz o risco de acidentamentos com percutanotantes. Dispõe de um sistema de segurança para coleta que ao final do procedimento recobre a agulha. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC com abertura asséptica. Indicado para coletas em pacientes pediátricos, geriátricos, pacientes em tratamentos quimioterápicos, coletas fechadas para hemoculturas, curvas glicêmicas e todos que apresentem difíceis acessos venosos. Atende aos requisitos da NR32. Estéril.

Disponível nos tamanhos: 19G, 21G, 23G, 25G, 27G

Reg. ANVISA: 10296900091



Seringa descartável e agulha descartável Rymco

As seringas Rymco com ou sem agulha são utilizadas para aplicação de medicamentos pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa ou para aspirações de fluidos corpóreos. As seringas descartáveis com agulha para insulina Rymco foram especialmente desenvolvidas com embolo de resíduo zero. Estéril.

Disponível nos modelos:

Seringas: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml
 Agulhas: 13mmx0,30mm, 13mmx0,45mm, 20mmx0,55mm, 20mmx0,90mm, 25mmx0,60mm, 25mmx0,70mm, 25mmx0,80mm, 30mmx0,70mm, 30mmx0,80mm, 40mmx1,80mm, 40mmx1,20mm.

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha - Reg. ANVISA: 81418620001
 Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com agulha - Reg. ANVISA: 81418620003
 Seringa hipodérmica estéril de uso único para insulina com agulha fixa - Reg. ANVISA: 81418620004
 Agulha hipodérmica estéril de uso único - Reg. ANVISA: 81418620002



Seringa descartável sem agulha Advantive

Seringa descartável sem agulha Advantive é ideal para injeção, aspiração e diluição de líquidos, soluções e alimentação enteral. Possui o corpo transparente atóxico, com escala de graduação milimétrica. Tem perfilho ajustado e deslize, êmbolo/cilindro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura asséptica. Estéril.

Disponível nos modelos: 60ml - Luer slip, 60ml - Luer lock, 60ml - Cateter

Reg. ANVISA: 8009670020



Sonda de Foley em látex Advantive

Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas ou três vias, ponta distal atraumática, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Embalados individualmente com proteção dupla, com identificação do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Estéril.

Disponível nos modelos: (2 ou 3 vias) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Reg. ANVISA: 10296900144



Sonda de Foley em silicone Advantive

Sonda em 100% silicone, com duas ou três vias, radiopaca, com ponta distal atraumática, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Embalados individualmente com proteção dupla, com identificação do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Estéril.

Disponível nos modelos: (2 ou 3 vias) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Reg. ANVISA: 10296900145



Tampa protetora VitalGold

Indicada para vedar as vias de acesso a cateteres, equipos ou extensores que deixam de receber infusões, protegendo a entrada de micro organismos. Estéril.



Reg. ANVISA: 10296900125

Torneira de três vias Vitalgold

Confeccionada em PVC com três extremidades, sendo duas tipo luer slip e outra luer lock, ambas com tampa protetora. Movimento giratório da manopla permitindo a passagem ou bloqueio de líquidos com setas indicativas de fluxo. Suporta alta pressão de infusão. Resistente a fármacos e antissépticos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura asséptica. Estéril.



Reg. ANVISA: 10296900040

Touca descartável Innova

As Toucas Descartáveis Innova hipoalérgicas são confeccionadas em material 100% polipropileno (TNT) que proporciona ao usuário conforto e resistência. Tem a finalidade de proteger o profissional que a utiliza assim como o paciente.



Reg. ANVISA: 10296900084

Papel térmico para vídeo impressão Super Ulstar

Papel termossensível revestido por película sensível ao calor. É utilizado para impressão de imagens provenientes de vídeo de monitores de diagnóstico.

Papel para impressão térmica direta ULSTAR, ideal para impressoras de ultrassom de varredura de alta resolução, compatível com vários modelos e marcas de impressoras térmicas presente no mercado, como Sony e Mitsubishi.



Reg. ANVISA: 10296900059



Disponível nos modelos 2100HD, 1100HD, 1100HG, 1100S

Eletrodos Vitalcor

Eletrodo para monitorização cardíaca, confeccionado em espuma de polietileno adesivada, hipoalérgico com gel sólido, banhado com Ag / AgCl na base, e revestido em alumínio na parte superior



Reg. ANVISA: 10296900079



Disponível nos modelos Adulto (45x43mm), Infantil (41x35mm) e Neonatal (38x32mm).

Prefira a qualidade Sterilance Advantive

Agulha para caneta de insulina



Reg. ANVISA: 10296900150

Lancetador para amostras de sangue



Reg. ANVISA: 10296909025

Lanceta para lancetador



Reg. ANVISA: 10296909026

Lanceta de segurança Lite 3



Reg. ANVISA: 10296900069

Lanceta em Aço (pézinho)



Reg. ANVISA: 10296900088

